

Ножка эндопротеза Link Standard D

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Link Standard D – бесцементная ножка клиновидной формы. Имеет прямоугольное сечение со скошенным профилем. Изготовлена из титанового сплава (Ti-Al-V). В основе лежит концепция конусной формы с прямоугольным сечением. Эндопротез показывает отличные результаты даже в случае изменённой костной анатомии, например, при дисплазии, или при повторных операциях после травмы или остеотомии.

Характеристики ножки Link Standard D:

- Стабильная механическая фиксация благодаря прямой форме ножки и двойному конусу.
- Сечение ножки в виде прямоугольника для ротационной стабильности.
- Снижен риск проседания благодаря коническому профилю в сагиттальной проекции.
- Предотвращён риск феномена переноса нагрузки на перипротезную область.
- Увеличенный офф-сет (5 мм) в каждом размере латерализованной версии ножки.
- Шеечно-диафизарный угол 131° в стандартной версии и 124° в латерализованной.