

Ножка эндопротеза Link Standard M

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная

Дополнительные характеристики

Link Standard M – цементная ножка эндопротеза тазобедренного сустава, основанная на биомеханическом принципе самофиксации. Прямая ножка уплотняется в переднезаднем направлении. Первичная фиксация происходит в результате плотной посадки в заранее подготовленный костно-мозговой канал в соответствии с размерами ножки. Благодаря тонкому слою цемента обеспечивается адекватная цементная мантия. Для облегчения установки и для удаления избытка цемента ножка обладает каналами на передней и задней стороне.

Характеристики ножки Link Standard M:

- Простая и надежная система, которая доказала свою эффективность на практике за многие годы.
- Точный набор инструментов для позиционирования и имплантации.
- 8 размеров.
- Один CCD угол, 135°.