

Ножка эндопротеза Link Standard P

РЗН 2013/1198

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация бесцементная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	бесцементная

Дополнительные характеристики

Link Standard P – прямая бесцементная ножка. Имеет прямоугольное сечение со скошенным профилем. Дистально направленные рёбра в проксимальной части обеспечивают оптимальную первичную стабильность. Возможность ротации, варусной установки и проседания ножки сведена к минимуму. Макропористая поверхность ножки обеспечивает хорошую вторичную стабилизацию.

Характеристики ножки эндопротеза Standard P:

- Сглаженный медиальный изгиб для хорошей анатомической адаптации ножки в области калькара.
- Чёткий конус дистального конца уменьшает пиковые нагрузки на кость.
- Узкий контур конуса предотвращает возможный импиджмент и увеличивает объём движения в суставе.
- Одиннадцать типоразмеров в стандартной и латерализованной версиях.
- Шеечно-диафизарный угол 132° для стандартной версии и 128° для латерализованной.