

Ножка эндопротеза Алтимед цементная

РЗН 2016/5029

ножка эндопротеза, первичное эндопротезирование,
фиксация цементная, материал кобальт / хром /
молибден

АЛТИМЕД ЗАО, Беларусь



Характеристики

Вид	ножка эндопротеза
Эндопротезирование	первичное
Фиксация	цементная
Материал	кобальт / хром / молибден

Дополнительные характеристики

Ножка эндопротеза Алтимед цементная – бедренный компонент тотального эндопротеза тазобедренного сустава, фиксирующийся в канале бедренной кости при помощи костного цемента. Ножка цементной фиксации, как и эндопротезы цементной фиксации в целом, предназначена для восстановления двигательной функции сустава при значительной потере костного вещества, дегенеративных изменениях в суставе, различных заболеваниях и травмах.