

Ножницы артроскопические с защитой от перегрузки КА 335, 3.4 мм

ФСЗ 2009/05784

ножницы артроскопические, диаметр 3.4 мм, профиль прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°, с усилением, эргономическая рукоятка



Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия

Характеристики

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид                     | ножницы артроскопические                                                                                                   |
| Диаметр наконечника     | 3.4 мм мм                                                                                                                  |
| Профиль                 | прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45° |
| С усилением             | Да                                                                                                                         |
| Эргономическая рукоятка | Да                                                                                                                         |