

Ножницы диссекционные прямые / изогнутые остроконечные AC 290 / AC 291

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые / изогнутые, тип диссекционные, остроконечные / с короткими лезвиями, длина 110 мм / 130 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые / изогнутые
Тип	диссекционные
Тип лезвий	остроконечные / с короткими лезвиями
Длина	110 мм / 130 мм