

Ножницы диссекционные прямые / изогнутые тупоконечные
METZENBAUM-NELSON AC 110 / AC 111

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые / изогнутые, тип
диссекционные, тупоконечные / с короткими лезвиями,
длина 180 мм / 200 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 300
мм



Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия

Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые / изогнутые
Тип	диссекционные
Тип лезвий	тупоконечные / с короткими лезвиями
Длина	180 мм / 200 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 300 мм