


Ножницы для лобэктомии изогнутые FINOCHIETIO AC 281

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические / для лобэктомии,
изогнутые, тип диссекционных, тупоконечные / с
короткими лезвиями, длина 270 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические / для лобэктомии
Профиль	изогнутые
Тип	диссекционных
Тип лезвий	тупоконечные / с короткими лезвиями
Длина	270 мм