


Ножницы для лобэктомии изогнутые POTIS-SMITH AC 277

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические / для лобэктомии,
изогнутые, тип диссекционных, тупоконечные / с
короткими лезвиями, длина 190 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические / для лобэктомии
Профиль	изогнутые
Тип	диссекционных
Тип лезвий	тупоконечные / с короткими лезвиями
Длина	190 мм