

Ножницы для пластической хирургии GORNEY BC184R-BC189R

ФСЗ 2009/04103

ножницы для пластической хирургии, изогнутые,  
тупоконечные, длина 125 мм / 195 мм, зазубренное  
лезвие

Aesculap AG, Германия



Характеристики

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Назначение         | для пластической хирургии |
| Профиль            | изогнутые                 |
| Тип лезвий         | тупоконечные              |
| Длина              | 125 мм / 195 мм           |
| Зазубренное лезвие | Да                        |