

Ножницы лигатурные BC294W-BC298W

ФСЗ 2009/04103

ножницы общехирургические, изогнутые, тип лигатурные, тупоконечные, длина 145 мм / 180 мм / 230 мм / 260 мм / 350 мм , твердосплавные

Aesculap AG, Германия



Характеристики

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Назначение     | общехирургические                          |
| Профиль        | изогнутые                                  |
| Тип            | лигатурные                                 |
| Тип лезвий     | тупоконечные                               |
| Длина          | 145 мм / 180 мм / 230 мм / 260 мм / 350 мм |
| Твердосплавные | Да                                         |