

Ножницы микрохирургические AC 860 / AC 861 / AC 862 / AC 863 / AC 864 / AC 865

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые / изогнутые, тип микроножницы, остроконечные / тупоконечные, длина 160 мм / 190 мм / 225 мм, пружинные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые / изогнутые
Тип	микроножницы
Тип лезвий	остроконечные / тупоконечные
Длина	160 мм / 190 мм / 225 мм
Пружинные	Да