


Ножницы микрохирургические АС 870

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, изогнутые, тип
микроножницы, остроконечные, длина 180 мм,
пружинные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	изогнутые
Тип	микроножницы
Тип лезвий	остроконечные
Длина	180 мм
Пружинные	Да

Дополнительные характеристики

Углы изгиба: 25° / 45° / 60° / 90° / 125°.