


Ножницы микрохирургические АС 871

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, изогнутые, тип  
микроножницы, остроконечные, длина 180 мм,  
пружинные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Назначение | общехирургические |
| Профиль    | изогнутые         |
| Тип        | микроножницы      |
| Тип лезвий | остроконечные     |
| Длина      | 180 мм            |
| Пружинные  | Да                |

Дополнительные характеристики

Углы изгиба: 25° / 45° / 60° / 90° / 125°.