

Ножницы микрохирургические изогнутые SCHMIEDEN-TAYLOR
AC 242

ФСЗ 2009/05784

ножницы сосудистые / нейрохирургические, S-образные, тип микроножницы, тупоконечные / с короткими лезвиями, длина 145 мм / 170 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые / нейрохирургические
Профиль	S-образные
Тип	микроножницы
Тип лезвий	тупоконечные / с короткими лезвиями
Длина	145 мм / 170 мм