


Ножницы микрохирургические TOENNIS AC 248 / AC 249

ФСЗ 2009/05784

ножницы сосудистые / нейрохирургические, прямые /
изогнутые, тип микроножницы, остроконечные / с
короткими лезвиями, длина 180 мм

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые / нейрохирургические
Профиль	прямые / изогнутые
Тип	микроножницы
Тип лезвий	остроконечные / с короткими лезвиями
Длина	180 мм