


Ножницы общехирургические Rochester-Pean Hemostatic Forceps BH442R-BC457R

ФСЗ 2009/04103

ножницы сосудистые, изогнутые, тупоконечные, длина
160 мм / 185 мм / 200 мм / 225 мм / 240 мм / 350 мм

Aesculap AG, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые
Профиль	изогнутые
Тип лезвий	тупоконечные
Длина	160 мм / 185 мм / 200 мм / 225 мм / 240 мм / 350 мм