

Ножницы офтальмологические микрохирургические, изогнутые
остроконечные по Ваннас НОМп-«ЭТП-МГ», 80 мм

ФСР 2008/02449

ножницы глазные, остроконечные, изогнутые, заточка
с двух сторон, длина 80 мм, длина рабочей части 5.5
мм, нержавеющая сталь

ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия



Характеристики

Назначение	глазные
Остроконечные	Да
Профиль	изогнутые
Заточка лезвия	с двух сторон
Длина	80 мм
Длина рабочей части	5.5 мм
Материал	нержавеющая сталь