

Ножницы офтальмологические микрохирургические, прямые
остроконечные по Ваннас НОМп-«ЭТП-МГ», 80 мм

ФСР 2008/02449

ножницы глазные, остроконечные, прямые, заточка с
двух сторон, длина 80 мм, длина рабочей части 5.5
мм, нержавеющая сталь



ФГАУ НМИЦ МНТК Микрохирургия глаза им. акад.
С.Н. Федорова, Россия

Характеристики

Назначение	глазные
Остроконечные	Да
Профиль	прямые
Заточка лезвия	с двух сторон
Длина	80 мм
Длина рабочей части	5.5 мм
Материал	нержавеющая сталь