

Ножницы операционные изогнутые BC421R-BC428R

ФСЗ 2009/04103

ножницы общехирургические, изогнутые, с одним острым концом, длина 115 мм / 130 мм / 145 мм / 150 мм / 165 мм / 175 мм / 185 мм

Aesculap AG, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	изогнутые
Тип лезвий	с одним острым концом
Длина	115 мм / 130 мм / 145 мм / 150 мм / 165 мм / 175 мм / 185 мм