


Ножницы со вставками из карбида вольфрама METZENBAUM AC 940 / AC 941

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые / изогнутые, тип диссекционных, остроконечные, длина 180 мм / 200 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 300 мм / 360 мм, твердосплавные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые / изогнутые
Тип	диссекционных
Тип лезвий	остроконечные
Длина	180 мм / 200 мм / 230 мм / 250 мм / 280 мм / 300 мм / 360 мм
Твердосплавные	Да