


Ножницы со вставками из карбида вольфрама STANDARD AC 900 / AC 901

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые, тип
диссекционные, тупоконечные, длина 145 мм / 165 мм
/ 185 мм, твердосплавные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые
Тип	диссекционные
Тип лезвий	тупоконечные
Длина	145 мм / 165 мм / 185 мм
Твердосплавные	Да