


Ножницы со вставками из карбида вольфрама STANDARD AC 902 / AC 903

ФСЗ 2009/05784

ножницы общехирургические, прямые, тип
диссекционные, с одним острым концом, длина 145
мм / 165 мм / 185 мм, твердосплавные

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	общехирургические
Профиль	прямые
Тип	диссекционные
Тип лезвий	с одним острым концом
Длина	145 мм / 165 мм / 185 мм
Твердосплавные	Да