

Ножницы сосудистые изогнутые DE BAKEY AC 220 / AC 221 / AC 222

ФСЗ 2009/05784

ножницы сосудистые, изогнутые, остроконечные / с короткими лезвиями, длина 160 мм / 190 мм / 230 мм / 280 мм

Nora instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Назначение	сосудистые
Профиль	изогнутые
Тип лезвий	остроконечные / с короткими лезвиями
Длина	160 мм / 190 мм / 230 мм / 280 мм

Дополнительные характеристики

Углы изгиба: 25° / 45° / 60°.