

Датчик УЗИ чреспищеводный GE 6VT-D

РЗН 2016/3930

видеоэндоскопический внутриполостной /  
чреспищеводный , области применения кардиология /  
сосуды, рабочая частота 3-8 МГц, угол сканирования  
90°, глубина сканирования 200 мм

GE Medical Systems, Китай



Характеристики

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимы с аппаратами | GE - VENUE 50 / GE - VIVID iq / GE - VIVID E9 / GE - VIVID E80 / GE - VIVID E90 / GE - VIVID E95 / GE - VIVID S60 / GE - VIVID S70 |
| Тип                     | видеоэндоскопический внутриполостной /<br>чреспищеводный                                                                           |
| Сканирование            | внутриполостное                                                                                                                    |
| Области применения      | кардиология / сосуды                                                                                                               |
| Рабочая частота         | 3-8 МГц                                                                                                                            |
| Угол сканирования       | 90°                                                                                                                                |
| Глубина сканирования    | 200 мм                                                                                                                             |

Дополнительные характеристики

Сканирующая поверхность: 14.3 ×12.7 мм.