

# Облучатель бактерицидный УМТ ОБН-150-02

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный / потолочный,  
производительность 180 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт,  
размеры 1250×110×60 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



## Характеристики

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Тип                | облучатель             |
| Исполнение         | настенный / потолочный |
| Производительность | 180 м³/ч               |
| Количество ламп    | 2 лампы                |
| Мощность ламп      | 30 Вт                  |
| Размер             | 1250×110×60 мм         |

## Описание

**Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-150-02** предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Благодаря своей конструкции может крепиться как на стене, так и на потолке. Облучатель с зеркальным отражателем, выполнен на алюминиевом профиле с полимерным покрытием, что позволяет увеличить срок эксплуатации в цехах с агрессивной.

☐ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

| Название   | Лампы   | Производительность |          |          |
|------------|---------|--------------------|----------|----------|
|            |         | 99.9%              | 99.0%    | 95%      |
| ОБН-150-02 | 2×30 Вт | 180 м³/ч           | 270 м³/ч | 400 м³/ч |

**Материал корпуса:** алюминиевый профиль с полимерным покрытием

**Тип лампы:** безозоновая

**Срок службы ламп:** 9000 часов

**Размеры:** 1250×110×60 мм

### Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы

- Руководство по эксплуатации