

Облучатель бактерицидный УМТ ОБН-150-54

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный / потолочный,
производительность 160 / 300 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт / 55
Вт, размеры 950×115×115 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный / потолочный
Производительность	160 / 300 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт / 55 Вт
Размер	950×115×115 мм

Описание

Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-150-54 предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Благодаря двум открытым лампам и влагозащите (IP 54) эффективно дезинфицирует воздух и поверхности помещения прямым ультрафиолетовым излучением в помещениях с повышенной влажностью. Может крепиться как на стене, так и на потолке.

☐ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Модификация	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБН-150-54-2х30	2×30 Вт	160 м³/ч	240 м³/ч	360 м³/ч
ОБН-150-54-2х60	2×55 Вт	300 м³/ч	450 м³/ч	680 м³/ч

Тип лампы: безозоновая

Срок службы ламп: 9000 часов

Размеры: 950×115×115 мм

Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы

- Руководство по эксплуатации