

Облучатель бактерицидный настенный УМТ ОБН-150

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный, производительность 135 / 225 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт / 55 Вт, размеры 940×140×80 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Производительность	135 / 225 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт / 55 Вт
Размер	940×140×80 мм

Описание

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150 предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Оснащен двумя бактерицидными лампами, не вырабатывающими озон, одна из них рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая – открытая лампа прямого УФ-облучения.

❑ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Модификация	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБН-150	2×30 Вт	135 м³/ч	200 м³/ч	300 м³/ч
ОБН-150-2х60	2×55 Вт	225 м³/ч	350 м³/ч	530 м³/ч

Материал корпуса: металл с полимерным покрытием

Тип лампы: безозоновая

Срок службы ламп: 9000 часов

Размеры: 940×140×80 мм

Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы

- Руководство по эксплуатации