

Облучатель бактерицидный УМТ ОБН-150Т

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный, производительность 120 м³/ч,
2 лампы, 30 Вт, размеры 940×170×140 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Производительность	120 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	940×170×140 мм

Описание

Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150Т предназначен для обеззараживания воздуха в противотуберкулезных и других инфекционных организациях для снижения риска аэрогенной трансмиссии туберкулеза. Также применяется в помещениях медицинских учреждений (поликлиники, инфекционные лечебные учреждения, больницы, роддома, санатории и др.), в спортивных, учебных, производственных и складских помещениях.

Производительность: 120 м³/ч (эффективность 99.9%)

Источник излучения: 2×30 Вт (бактерицидные лампы)


Срок службы ламп: 9000 часов

Размеры: 940×170×140 мм

Бактерицидные лампы

В облучателе используются две бактерицидные лампы – открытая и закрытая. Режим включения ламп – отдельно, в соответствии с руководством по эксплуатации облучателя.

- Закрытая лампа находится внутри корпуса облучателя и может использоваться в постоянном режиме. С помощью экранирующего устройства регулируется допустимый поток ее излучения, что позволяет обеспечить длительную эксплуатацию облучателя в присутствии людей в случае, когда открытая лампа не используется.
- Открытая лампа находится снизу, вне корпуса облучателя, и используется для периодического бактерицидного облучения помещения в отсутствии людей.



Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы
- Руководство по эксплуатации