

Облучатель бактерицидный УМТ ОБН-15Б-М

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный / потолочный,
производительность 80 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
800×110×60 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный / потолочный
Производительность	80 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	800×110×60 мм

Описание

Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБН-15Б-М предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Оснащен двумя бактерицидными лампами, не вырабатывающими озон, одна из них – рассеянного УФ-облучения, экранирована светонепроницаемой перегородкой (экраном), другая – открытая лампа прямого УФ-облучения.

☐ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Название	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБН-15Б-М	2×15 Вт	80 м³/ч	120 м³/ч	180 м³/ч

Материал корпуса: металлический корпус с полимерным покрытием

Тип лампы: безозоновая

Срок службы ламп: 9000 часов

Размеры: 800×110×60 мм

Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы
- Руководство по эксплуатации