

Облучатель бактерицидный настенный УМТ ОБН-15Б

РЗН 2016/4224

облучатель, настенный, производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры 480×140×80 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Тип                | облучатель    |
| Исполнение         | настенный     |
| Производительность | 60 м³/ч       |
| Количество ламп    | 2 лампы       |
| Мощность ламп      | 15 Вт         |
| Размер             | 480×140×80 мм |

Описание

**Облучатель бактерицидный настенный ОБН-15Б** предназначен для обеззараживания воздуха в медицинских, спортивных, детских, учебных и других помещениях. Оснащен двумя бактерицидными лампами прямого УФ-облучения, не вырабатывающими озон. Предназначен, в том числе, для бытовых целей (с сетевым фильтром).

☐ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

| Название | Лампы   | Производительность |         |          |
|----------|---------|--------------------|---------|----------|
|          |         | 99.9%              | 99.0%   | 95%      |
| ОБН-15Б  | 2×15 Вт | 60 м³/ч            | 90 м³/ч | 135 м³/ч |

**Материал корпуса:** металлический корпус с полимерным покрытием

**Тип лампы:** безозоновая

**Срок службы ламп:** 9000 часов

**Размеры:** 480×140×80 мм

**Комплект поставки:**

- Облучатель в собранном виде
- Бактерицидные лампы

- Руководство по эксплуатации