

Облучатель бактерицидный передвижной УМТ ОБН-450П

РЗН 2016/4224

облучатель, передвижной, производительность 270 / 540 м³/ч, 3 лампы / 6 ламп, 30 Вт, размеры 540×540×1120 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Производительность	270 / 540 м³/ч
Количество ламп	3 лампы / 6 ламп
Мощность ламп	30 Вт
Размер	540×540×1120 мм

Описание

Облучатель бактерицидный передвижной ОБН-450П предназначен для обеззараживания помещений больших объемов в медицинских, спортивных и детских учреждениях (роддомах, поликлиниках, санаториях и др.) и других учреждениях. Благодаря конструкции с колесными опорами и рулём, легко и удобно перемещается и может использоваться для поочередной дезинфекции нескольких помещений.

☐ Работа облучателя допускается только в ОТСУТСТВИИ людей.

Модификация	Лампы	Производительность		
		99.9%	99.0%	95%
ОБН-450П-03	3×30 Вт	270 м³/ч	400 м³/ч	600 м³/ч
ОБН-450П-06	6×30 Вт	540 м³/ч	800 м³/ч	1200 м³/ч

Материал корпуса: металлический корпус с полимерным покрытием

Тип ламп: безозоновые

Срок службы ламп: 9000 часов

Размеры: 540×540×1120 мм

Комплект поставки:

- Облучатель в собранном виде

- Бактерицидные лампы
- Руководство по эксплуатации