

Облучатель фототерапевтический для лечения новорожденных
ОФТ-СВЕТОНЯНЯ-К

РЗН 2019/8509

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
количество источников излучения 2, 470±15 нм

Трима ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Вид излучателя	светодиоды
Количество источников излучения	2
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Рабочая частота	50 Гц
Длина волн	470±15 нм
Интенсивность излучения	1.4 Вт
Средний срок службы ламп	5000 ч
Вес	1.3 кг
Размер	200×90×90 мм

Дополнительные характеристики

Облучатель фототерапевтический для лечения новорожденных ОФТ-СВЕТОНЯНЯ-К производится по ТУ 26.60.13-048-26857421-2017.

- ОФТ-СВЕТОНЯНЯ-К1 - без возможности регулировки положения верхней матрицы по высоте;
- ОФТ-СВЕТОНЯНЯ-К2 - с возможностью такой регулировки.