

Облучатель фототерапевтический Аксион ОФТН-03 для лечения желтухи новорожденных

ФСР 2009/06118

фототерапия, настольный, излучатель светодиоды

Концерн Аксион ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	настольный
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Средний срок службы ламп	50000 ч
Вес	7.5 кг
Размер	675×350×155 мм

Дополнительные характеристики

Предназначен для сеанса фототерапии новорожденному посредством облучения светом си-него цвета в спектре волн длиной (465±15) нм с целью снижения общего содержания билиру-бина в крови. Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных. Используется в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских амбулаторных учреждениях для лечения неонатальной желтухи. Комфортные условия проведения сеанса фототерапии с большой эффективностью; регулировка интенсивности излучения для оптимального режима лечения; возможность работы излучателей до 50 000 часов за счет использования сверхярких светодиодов в качестве источников излучения; индикация заданного времени сеанса облучения; индикация текущего времени сеанса облучения с дискретностью 1 минута, с точностью отсчета не более 1%; автоматическое выключение и звуковая сигнализация окончания сеанса облучения; индикация времени наработки. Интенсивность излучения 600–1600 мкВт/см2.