

Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи новорожденных ОФТН-420/470-02

ФСР 2008/03531

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды

Концерн Аксион ООО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Система сигнализации	Да
Наличие автоматического отключения	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Защитные очки	Да
Рабочая частота	50±0.5 Гц
Время непрерывной работы	100 ч
Средний срок службы ламп	50000 ч
Вес	12 кг
Размер	1690×720×700 мм

Дополнительные характеристики

Фототерапевтический облучатель для лечения желтухи новорожденных ОФТН-420/470–02 «АКСИОН» используется для проведения фототерапии у новорожденных. ОФТН-420/470–02 задействован в родильных домах, в отделениях интенсивной терапии новорожденных, в детских амбулаторных учреждениях для лечения неонатальной желтухи.

Особенности:

- обеспечивает индикацию заданного времени сеанса облучения, а также индикацию текущего времени сеанса облучения с точностью до минуты;
- поддерживает автоматическое выключение;
- наличие сигнализации окончания сеанса облучения;
- наличие 4-х обрезиненных колес, два из которых оснащены тормозом;
- наличие механизма регулировки высоты облучателя над кроватью, а также угла наклона от горизонтальной плоскости на угол до 90°;
- использование сверхярких светодиодов обеспечивает увеличение времени эксплуатации до 50 000 часов, увеличение интенсивности излучения и уменьшение мощности потребления;
- блок облучателя выполнен из пластикового корпуса;
- наличие пленочной клавиатуры на лицевой стороне блока облучателя;
- небольшие габариты и вес.