

Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-02-УОМЗ

ФСР 2010/08370

фототерапия, напольный, излучатель светодиоды,
450 - 500 нм

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО,
Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	напольный
Материал	пластмасса
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Механизм регулировки по высоте	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Время непрерывной работы	72 ч
Длина волн	450 - 500 нм
Интенсивность излучения	0.02 - 0.04 Вт
Вес	10.5 кг
Размер	329×442×60 мм
Комплектация	- осветитель - 1 шт. - стойка - 1 шт. (опционально) - кабель питания - 1 шт.