

Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-40

ФСР 2011/10730

фототерапия, настольный, излучатель светодиоды, 450-550 нм

Завод ЭМО АО, Россия



Характеристики

Назначение	фототерапия
Тип	настольный
Вид излучателя	светодиоды
Таймер	Да
Регулировка угла наклона облучателя	Да
Рабочая частота	50 Гц
Время непрерывной работы	96 ч
Длина волн	450-550 нм
Интенсивность излучения	0.008 - 0.015 Вт
Вес	2 кг
Размер	220×120×105 мм

Дополнительные характеристики

Облучатель фототерапевтический неонатальный ОФН-40 производится по ТУ 9444-027-15168277-2009.