

Облучатель бактерицидный Элид ОБН-150 Азов

ФСР 2009/05399

облучатель, настенный, 2 лампы, 30 Вт, размеры
942×54×162 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	942×54×162 мм

Описание

Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150 Азов предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7 нм. Комбинированный с двумя бактерицидными лампами: одна – открытая, вторая – защищена специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции.

Облученность на расстоянии 1 м:

- Режим 1 – 0.65 Вт/м²
- Режим 2 – 0.6 Вт/м²
- Режим 3 – 1.25 Вт/м²

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт (Philips TUV-30W)

Срок службы ламп: 9000 часов

□ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	1 режим – 33 м³ 2 режим – 33 м³ 3 режим – 87 м³
II категория	99%	1 режим – 50 м³ 2 режим – 50 м³ 3 режим – 130 м³
III категория	95%	1 режим – 76 м³ 2 режим – 76 м³ 3 режим – 200 м³
IV категория	90%	1 режим – 98 м³ 2 режим – 98 м³ 3 режим – 260 м³
V категория	85%	1 режим – 120 м³ 2 режим – 120 м³ 3 режим – 320 м³