

Облучатель бактерицидный Элид ОБН-35 Азов

ФСР 2009/05399

облучатель, настенный, 1 лампа, 15 Вт, размеры
482×54×116 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	настенный
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	482×54×116 мм

Описание

Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-35 Азов предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7 нм. Облучатель с одной бактерицидной лампой, защищенной специальным экраном. Нижние слои воздуха при работе экранированной лампы обеззараживаются за счет конвекции.

Облученность на расстоянии 1 м: 0.3 Вт/м²

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт (Philips TUV-30W)

Срок службы ламп: 9000 часов

☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	13.5 м³
II категория	99%	20 м³
III категория	95%	31 м³
IV категория	90%	40 м³
V категория	85%	50 м³