

Облучатель бактерицидный Элид ОБП-300 Азов

ФСР 2009/05399

облучатель, потолочный, 4 лампы, 30 Вт, размеры
942×110×162 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	потолочный
Количество ламп	4 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	942×110×162 мм

Описание

Облучатель медицинский бактерицидный ОБП-300 Азов – потолочный облучатель, предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях. В облучатель устанавливаются четыре бактерицидные лампы, излучающие ультрафиолетовый свет с длиной волн 253.7 нм, близкой к максимуму бактерицидного действия лучистой энергии.

Облученность на расстоянии 1 м:

- 1 режим – 1.3 Вт/м² (работают открытые лампы)
- 2 режим – 1.2 Вт/м² (работают экранированные лампы)
- 3 режим – 2.5 Вт/м² (работают открытые и экранированные лампы)

Бактерицидные лампы: 4×30 Вт (Philips TUV-30W)

Срок службы ламп: 9000 часов

- ☐ Нижние слои воздуха при работе экранированных ламп обеззараживаются за счет конвекции
- ☐ При включении экранированных и открытых ламп осуществляется быстрое обеззараживание воздуха в помещении в отсутствии людей
- ☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	1 режим – 87 м³ 2 режим – 87 м³ 3 режим – 220 м³
II категория	99%	1 режим – 130 м³ 2 режим – 130 м³ 3 режим – 330 м³
III категория	95%	1 режим – 200 м³ 2 режим – 200 м³ 3 режим – 510 м³
IV категория	90%	1 режим – 260 м³ 2 режим – 260 м³ 3 режим – 655 м³
V категория	85%	1 режим – 320 м³ 2 режим – 320 м³ 3 режим – 810 м³