

Облучатель бактерицидный Элид ОБПе-450 Азов

ФСР 2009/05399

облучатель, передвижной, 6 ламп, 30 Вт, размеры
1130×700 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	облучатель
Исполнение	передвижной
Количество ламп	6 ламп
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1130×700 мм

Описание

Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-450 Азов – передвижной облучатель, предназначен для быстрого обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях, где затруднено или малоэффективно применение настенного или потолочного типов облучателей. Рекомендуется для поочередной дезинфекции нескольких помещений или для использования в помещениях большой площади, без присутствия людей.

Облученность на расстоянии 1 м: 4.0 Вт/м²
Бактерицидные лампы: 6×30 Вт (Philips TUV-30W)
Срок службы ламп: 9000 часов

- ☐ Пять поворотных колес в основании облучателя позволяют легко перемещать его в помещениях
- ☐ Легкосъемные крышки корпуса обеспечивают простой доступ к электрическим компонентам облучателя, позволяя быстро осуществлять его техническое обслуживание
- ☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	375 м³
II категория	99%	560 м³
III категория	95%	864 м³
IV категория	90%	1110 м³
V категория	85%	1375 м³