

Облучатель-рециркулятор Армед AirCube 215 FM

РЗН 2021/14047

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
640×155×140 мм

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	640×155×140 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Армед AirCube 215 FM – двухламповый рециркулятор с двумя ультрафиолетовыми лампами, защищенными металлическим корпусом. Лаконичный дизайн, универсальный белый цвет, эффективность и надежность позволяют использовать этот прибор для школ и детсадов, офисных, медицинских, детских учреждений и дома. Работа рециркулятора совершенно безопасна для присутствующих в помещении людей и животных.

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×15 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной (на мобильной стойке)

Преимущества рециркулятора Армед AirCube 215 FM:

- ☐ Можно закрепить на стене
- ☐ Безопасен для окружающих
- ☐ Почти бесшумен и не мешает работе