

Облучатель-рециркулятор Армед СН 211-130 М/1

РЗН 2015/3221

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 90 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры
1090×170×136 мм

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	90 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1090×170×136 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Армед СН 211-130 М/1 – двухламповый рециркулятор для обеззараживания воздух и предотвращения распространения болезнетворных микроорганизмов в разных помещениях. Устанавливать его можно как на стене, так и полу на специальной стойке.

Производительность: 90 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной (на мобильной стойке)



Преимущества рециркулятора Армед СН 211-130 М/1:

- ☐ Можно закрепить на стене
- ☐ Безопасен для окружающих
- ☐ Почти бесшумен и не мешает работе