

Облучатель-рециркулятор Армед СН 211-115 М

РЗН 2015/3221

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры
710×110×175 мм

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	710×110×175 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Армед СН 211-115 М – двухламповый рециркулятор эффективно обеззараживает воздух и предотвращает распространение болезнетворных микроорганизмов в разных помещениях – от детских игровых комнат до операционных. Корпус из ударостойкого металла со специальным покрытием защищает устройство от механических повреждений. Рециркулятор может работать в присутствии людей непрерывно почти круглые сутки – перерыв в работе нужен лишь на 30 минут в день.

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×15 Вт (цоколь G13)

Категории помещений: I, II, III, IV, V

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной (на мобильной стойке)



Преимущества рециркулятора Армед СН 211-115 М:

- ☐ Можно закрепить на стене
- ☐ Безопасен для окружающих
- ☐ Почти бесшумен и не мешает работе