

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Сибэст-20С

РЗН 2018/6791

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 20 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры
155×105×610 мм

СИБЭСТ ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	20 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	155×105×610 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Сибэст-20 С предназначен для обеззараживания воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений, салонов красоты, фитнес-центров, школьных и дошкольных учебных заведений, и других помещений в присутствии людей.

Производительность: 20 м³/час – при 99.9% или 30 м³/час – при 99%

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт

Размеры: 155×105×610 мм

Вес: 5 кг

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной (передвижная платформа приобретается отдельно)

Особенности Сибэст-20С:

- Корпус из металла высокого качества с покрытием полимерной порошковой краской. Он более ударопрочный, покрытие не разрушается под воздействием УФ-излучения и не подвержено образованию коррозии.
- Рециркулятор допускается очищать любыми дезинфектантами.
- Уникальная решетка на 100% исключает попадание УФ-излучения наружу и делает рециркулятор безопасным для людей, животных и растений.

- Настенные рециркуляторы имеют два варианта крепления горизонтально и вертикально, что экономит место в помещении. Располагайте прибор над входной дверью, над окном, над шкафом.
- В аппаратах установлены качественные Европейские лампы с длительным сроком службы – 9000 часов. При корректном режиме работы оборудования лампа может прослужить 2-2.5 года.
- Есть счётчик времени наработки бактерицидных ламп.
- Оповещает о проведении профилактических работ каждые 500 часов.