

Облучатель-рециркулятор Элид ОБРН 2х30 Азов

ФСР 2009/05399

рециркулятор, настенный, производительность 100 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры 1105×144×146 мм

ЭЛИД ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1105×144×146 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Элид ОБРН 2х30 Азов – медицинский настенный рециркулятор, предназначен для обеззараживания воздуха лечебно-профилактических учреждений и других помещений в присутствии людей и животных.

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99%)

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт (Philips TUV-30W)

Срок службы ламп: 9000 часов

Преимущества рециркулятора ОБРН 2х30 Азов:

- ☐ Корпус рециркулятора изготовлен из алюминиевого сплава
- ☐ Покрытие порошковой эмалью повышает антикоррозийную устойчивость
- ☐ Время непрерывной работы – 8 часов

Категория помещения	Бактерицидная эффективность	Максимальный объем помещения
I категория	99.9%	60 м³
II категория	99%	82 м³
III категория	95%	127 м³
IV категория	90%	164 м³
V категория	85%	202 м³