

Облучатель-рециркулятор передвижной КРОНТ Дезар-2п

ФСР 2011/12132

рециркулятор, передвижной, производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 16 Вт, размеры 950×365×460 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	передвижной
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	16 Вт
Размер	950×365×460 мм

Описание

ДЕЗАР-2п (ОРУБП2-01-Кронт) – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Предназначен для помещений III-V категорий (палаты, кабинеты, приемные).

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 95%)

Бактерицидные лампы: 2×16 Вт (ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы)

Отличие Дезар-2 и 2п:

- Дезар-2 – настенная модель
- **Дезар-2п** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора облучателей спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасное перемещение и эксплуатацию изделия, что подтверждается протоколами технических испытаний на стадии государственной регистрации и не может быть заменена на другие неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 16 Вт типа: TUV PHILIPS, или LTC 16W T5 LightTech, или HNS 16W G5 (G16T5/OF) OSRAM с суммарным бактерицидным потоком не менее 6.4 Вт.

Размеры: 950×365×460 мм

Маца: 7 кг