

Облучатель-рециркулятор передвижной КРОНТ Дезар-802п

РЗН 2016/4142

рециркулятор, передвижной, производительность 80 м³/ч, 2 лампы, 25 Вт, размеры 835×450×485 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	передвижной
Производительность	80 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	25 Вт
Размер	835×450×485 мм

Описание

ДЕЗАР-802п – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной. Предназначен для помещений I-V категорий. Обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99.9%) и соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.

Производительность: 80 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×25 Вт

Отличие Дезар-802 и 802п:

- Дезар-802 – настенная модель
- **Дезар-802п** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора для рециркуляторов ДЕЗАР-802 не предусмотрена конструкцией. Эти рециркуляторы не могут устанавливаться на неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ультрафиолетовые лампы мощностью 25 Вт типа Cnlight ZW25D12W-Z216 с бактерицидным потоком 6.6 Вт (цоколь E27).

Размеры: 835×450×485 мм

Масса: 6 кг