

Облучатель-рециркулятор настенный КРОНТ Дезар-801

РЗН 2016/4142

рециркулятор, настенный, производительность 80 м³/ч, 1 лампа, 25 Вт, размеры 700×230×100 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	80 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	25 Вт
Размер	700×230×100 мм

Описание

ДЕЗАР-801 – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Предназначен для помещений III-V категорий (палаты, кабинеты, приемные).

Производительность: 80 м³/ч (эффективность 95%)

Бактерицидные лампы: 1×25 Вт

Отличие Дезар-801 и 801п:

- **Дезар-801** – настенная модель
- **Дезар-801п** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора для рециркуляторов ДЕЗАР-801 не предусмотрена конструкцией. Эти рециркуляторы не могут устанавливаться на неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ультрафиолетовые лампы мощностью 25 Вт типа Cnlight ZW25D12W-Z216 с бактерицидным потоком 6.6 Вт (цоколь E27).

Размеры: 700×230×100 мм

Масса: 3.5 кг