

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Pozis ОРБ-1

ФСР 2011/10308

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 100 м³/ч, 3 лампы, 15 Вт,
размеры 886×366×163 мм

ПОЗИС АО, Россия



ОРБ-1Н

ОРБ-1П

Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	3 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	886×366×163 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Pozis ОРБ-1 – это современный прибор, защищающий от болезнетворных бактерий и микроорганизмов. Предназначен для дезинфекции воздуха в присутствии людей в лечебно-профилактических учреждениях, ветеринарных клиниках, школах, дошкольных учреждениях и других мест массового скопления людей.

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 3×15 Вт (LUV 15W)

Срок службы ламп: 9000 часов

Модификации Pozis ОРБ-1:

- Pozis ОРБ-1Н – настенный
- Pozis ОРБ-1П – передвижной
- Pozis ОРБ-1Н/Т – транспортный

Особенности:

- ☐ Обезвреживает до 99.9% болезнетворных бактерий, находящихся в воздухе
- ☐ Обеззараживание воздуха производится безопасным способом в присутствии людей и животных
- ☐ Камера облучения изготовлена из полированной нержавеющей стали
- ☐ Все рециркуляторы поставляются в комплекте с воздушными фильтрами

Размеры: 406×291×153 мм

Вес: 7 кг